

GE Healthcare

# LOGIQLEAN

*Gel for Ultrasound*



ボトル

|||

つめかえパウチ

- ◆超音波検査用GEオリジナルゲル
- ◆用途に合わせて使い分けできる、ハードタイプ(硬め)、ミドルタイプ(普通)の2タイプ



# Bottle



LOGIQLEAN ボトル  
Hard Type (硬め)



LOGIQLEAN ボトル  
Middle Type (普通)

250g 入り

スタンドタイプなのでゲルが  
すぐに出ます。  
逆止弁つきなのでゲルが垂れず  
必要量が出せます。



逆止弁  
ゲルが垂れずにきれが良い

# Pouch



LOGIQLEAN パウチ  
Hard Type (硬め)



LOGIQLEAN パウチ  
Middle Type (普通)

2Kg 入り

パウチタイプなので  
最後まで楽につめかえられ  
ムダがありません。  
コンパクトなので  
保管場所を取りません。

空ボトル 2 個 / 箱入。

Hard type (硬め) : 循環器検査におすすめです。  
Middle type (普通) : 腹部、その他一般検査におすすめです。

商品名	商品 No	入り数
LOGIQLEAN ボトル ハードタイプ (硬め)	2369385	250g/本 1箱12本入
LOGIQLEAN ボトル ミドルタイプ (普通)	2369386	
LOGIQLEAN つめかえパウチ ハードタイプ (硬め)	2369387	2kg/本 1箱4本入
LOGIQLEAN つめかえパウチ ミドルタイプ (普通)	2369388	
LOGIQLEAN ミニ ハードタイプ (硬め)	LOGI-60H	60g/本 1箱12本入
LOGIQLEAN ミニ ミドルタイプ (普通)	LOGI-60M	

ゲルの保温にゲルウォーマー  
商品 No. FF-2A

寸法 : 約  $\phi 70\text{mm} \times 143\text{mm}$   
加温温度 :  $40^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$  以内  
電源 : AC100V 15W $\pm$ 15%  
製造元 : エフアンドエフ株式会社



250g ボトル 1 本 ( $\phi 51\text{mm}$  以下) を加温・保温できます。

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社  
消耗品受注センター 0120-187-855

[www.gehealthcare.co.jp](http://www.gehealthcare.co.jp)



GE imagination at work