

トイツゲルウォーマー GW-250



温かなゲルで患者の不快感を防ぐ

超音波診断に使用するゲルの保温器です。

冷たいゲルを直接皮膚に塗ると、患者に不快感を与えることがあります。本器を使用すればゲルの温度を何時も体温に近い温度に保つことができ、患者に不快感を与えることはありません。

GW-250

トイッツ ゲルウォーマー GW-250

■ 特 長

- 広い面状ヒーターにより本器の内面全体でゲル容器を加温しますので、広く均等に加温されます。
- 完全に密封された構造で、万一ゲルや水などをこぼしても安全です。
- サーモスタット温度制御方式を採用していますので、適正温度を自動的に維持し、過度に加温されることがありません。
- 万一の過温に対する安全機能を備えていますので、火災等の恐れがなく、長時間の連続使用にも安心です。
- 電力の消費は極くわずかです。(19VA)
- 小型、軽量ですので占有面積が少なくてすみませす。

■ 仕 様

| | |
|----------|---------------------|
| 加 温 温 度 | 39°C±2°C以内 |
| 温 度 制 御 | サーモスタット自動制御 |
| 適用ゲル容器の径 | 直径53mm以下 |
| 電 源 | AC100V、50/60Hz、19VA |
| 寸 法 | 73 (φ) ×150 (H) mm |
| 質 量 | 310g |



トイッツ ゲル

超音波スキャン用ゲル SG

■ 特 長

- 無刺激性。非アレルギー性です。
- 清拭容易な水溶性ゲルです。
- 超音波スキャン、ドプラ胎児診断装置などに最適です。
- どのメーカーの装置にも御使用になれます。

■ 包 装

ポリ容器 (250mL入・12本) 1箱



超音波モニタ用ゲル CG

■ 特 長

- 本品はトイッツゲル"SG"の姉妹品で同じ特長を持つゲルです。特にモニタリングに適するように流動性を抑えています。分娩監視、胎動計測、血流計測など超音波によるモニタリングに最適です。

■ 包 装

ポリ容器 (250mL入・12本) 1箱



※改良のため予告なしに外觀・仕様等を変更することがあります。

トイッツ株式会社 <http://www.toitu.co.jp/>

本 社 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-5-10 TEL.03-3496-1121
本社営業課 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-5-10 TEL.03-3496-1351
札幌営業所 〒062-0933 札幌市豊平区平岸三条3-1 TEL.011-812-1207
仙台営業所 〒981-0952 仙台市青葉区中山8-22-12 TEL.022-277-0130
神奈川営業所 〒213-0021 川崎市高津区千年新町26-2 TEL.044-753-2011
名古屋営業所 〒463-0070 名古屋市守山区新守山3002 TEL.052-791-7800
大阪営業所 〒537-0001 大阪市東成区深江北2-3-35 TEL.06-6973-8741
広島営業所 〒733-0032 広島市西区東観音町7-24 TEL.082-503-7155
高松出張所 〒761-8075 高松市多肥下町21-1 TEL.087-868-9455
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-13-18 TEL.092-433-7335